



ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ  
**ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ**

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570004.

**"ಉತ್ತಮ ಶ್ರವಣ,  
ಉತ್ತಮ ಜೀವನ."**

**ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ**

📍 ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ,  
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570004.

@ [jssish@jssonline.org](mailto:jssish@jssonline.org) /  
[jssishmys@rediffmail.com](mailto:jssishmys@rediffmail.com)

☎ 0821-2548229, 0821-2335014



**ಶ್ರವಣ ಸಾಧನದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ**

## ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವಾಗ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ/ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಿ.



- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ/ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

- ▶ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ಶ್ರವಣ ಸಾಧನದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು “ಡಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿ ಫೈಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್” ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.



- ▶ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಖ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ.



- ▶ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಒಣಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ತಂಪಾದ/ ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಿವಿ ಅಚ್ಚನ್ನು/ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.



## ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು

- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಬೀಳಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.




- ▶ ಕಿವಿನೋವು ಅಥವಾ ಕಿವಿ ನೋರುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.



- ▶ ಕಿವಿಯ ಅಚ್ಚನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯಬೇಡಿ.

- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.



- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶಾಖವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

- ▶ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

